

# Rapid Test Covid-19 IgM - IgG

---

**IgM**

**Sensibilidad 96%**  
**Especificidad 98%**

**IgG**


**Sensibilidad 98%**  
**Especificidad 98%**



**JEEDKA**  
SALUD & GESTIÓN



**TRAUMASURGERY.EIRL®**  
UNIDOS RESTAURANDO VIDAS EN LATINOAMERICA



**JEEDKA INVERSIONES S.R.L.**

Calle. Las Palomas Nro. 377. Urb. Limatambo. Surquillo. Lima, Perú  
Móvil: +51950172764 Email: JEEDKAINVERSIONES.SRL@GMAIL.COM

---

# Rapid Test Covid-19 IgM-IgG

Texto del subtítulo aquí

El coronavirus, como una gran familia de virus, es un solo virus de ARN de cadena positiva con envoltura. Se sabe que el virus causa enfermedades graves como resfriados, síndrome respiratorio de Medio Oriente (MERS) y síndrome respiratorio agudo severo (SARS). El nuevo virus, ahora conocido como SARS-Cov-2, fue nombrado oficialmente por la Organización Mundial de la Salud el 12 de enero de 2020. La proteína central del SARS-COV-2 es la proteína N (nucleocápside), que es un componente proteico localizado dentro del virus.



**IgM**  
**Sensibilidad 96%**  
**Especificidad 98%**

**IgG**  
**Sensibilidad 98%**  
**Especificidad 98%**

El producto se basa en el principio de la resección antígeno-anticuerpo y la técnica de inmunoensayo. El dispositivo de prueba contiene proteína recombinante SARS-COV-2 marcada con oro coloidal, anticuerpo IgG anti-humano de ratón inmovilizado en el área de prueba G, anticuerpo IgM anti-humano de ratón inmovilizado en el área de prueba M y el anticuerpo correspondiente en el área de control de calidad (C).




**CAJA POR 40 UNIDADES**



**IgM POSITIVO**  
**IgG POSITIVO**




**IgG POSITIVO**




**IgM POSITIVO**




**NEGATIVO**




**NO VÁLIDO 1**



**NO VÁLIDO 2**



**NO VÁLIDO 3**



**NO VÁLIDO 4**